



Rehataalkpad Türchen um Türchen



Vorweihnachtszeit ist Adventskalenderzeit. Damit auch Menschen mit motorischen Einschränkungen an diesem Weihnachtsspaß teilhaben können, eignen sich dynamische Kommunikationshilfen besonders gut. Neben dem Verkürzen der Wartezeit bis Weihnachten bieten die Türchen außerdem schöne Kommunikationsanlässe.



Um die Adventszeit noch ein wenig kurzweiliger zu machen, stellen wir Ihnen einen Adventskalender für GoTalk NOW zur Verfügung, der jeden Tag eine kleine, vorweihnachtliche Überraschung bietet. Laden Sie das Seitenset von der REHAVISTA-Homepage herunter. Blenden Sie alle Felder außer das mit der Zahl 1 aus. Jetzt kann das Feld für den ersten Tag geöffnet werden. Am 2. Dezember wird das Feld mit der Zahl 2 eingeblendet und so weiter. So kann jeweils das aktuelle Feld geöffnet und entdeckt werden. Die bereits geöffneten Felder bleiben sichtbar und können erneut zusammen angeschaut werden.

So geht's: Import der Dateien auf Ihr Rehataalkpad

- Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei „rehavista-tuerchen.zip“ auf einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem „iTunes“ installiert ist.
- Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese nun entpacken:
 - Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie alle Dateien aus dem Ordner „rehavista-tuerchen“.
- Nun verbinden Sie Ihr Rehataalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
- Anschließend öffnen Sie „iTunes“ und dort „Rehataalkpad“, dann gehen Sie auf „Datenfreigabe“ und anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“.
- Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei anklicken mit der linken Maustaste und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus verschieben.
- Nun ist das Seitenset in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden.