

REHAVISTA Hilfsmittel zur PC-Bedienung



Ein sicherer Umgang mit dem Computer öffnet viele Türen, sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben. Der Zugang zum PC bleibt Menschen mit Beeinträchtigungen jedoch oft versagt. Alternative Tastaturen sowie verschiedener Mausersatz und spezielle Software bieten sich als Lösung an. Unser Angebot umfasst zahlreiche Varianten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind: Joysticks und Trackballs, Taster und Saug-Blas-Sensoren, Großfeld- oder Minitastaturen ebenso wie spezielle Software. Vielseitige Bedienmöglichkeiten und Programme für den Computer können zur Integration von Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen beitragen.

Tastaturen

Alternative Tastaturen helfen, motorisch bedingte Probleme bei der Bedienung auszugleichen. Großfeldtastaturen können für Menschen mit spastischen Lähmungen hilfreich sein, Kleinfeldtastaturen eignen sich speziell für die Einhandbedienung. Leichtgängige Minitastaturen erleichtern die Eingabe bei verminderter Kraft und/oder einem kleinen Bewegungsradius. Große Tastenbeschriftungen und gravierte Großbuchstaben dienen Personen mit zusätzlichen Einschränkungen in der visuellen oder kognitiven Wahrnehmung als Hilfsmittel. Mit einer einstellbaren Einfingerfunktion lassen sich bestimmte Tastenkombinationen mit nur einem Tastendruck abrufen (z. B. Strg+Alt+Entfernen). Einstellbare Reaktionszeiten können beispielsweise bei einem Tremor oder einer Muskelschwäche helfen.



M82ro: Minitastatur



Clevy: kindgerechte Tastatur



Jumbomini Großfeldtastatur

Studypad

Viele Menschen mit motorischem oder visuellem Unterstützungsbedarf sind in ihrer Teilhabe an wichtigen Lebensbereichen wie Bildung, Lernen und Arbeit eingeschränkt. Das Studypad unterstützt diese Zielgruppe als Stiftersatz und intuitive Eingabemethode: Es vereint die Funktionen des Erstellens und Verwaltens von Dokumenten sowie den Zugang zu individuell notwendigen Lernmedien wie Büchern und Arbeitsblättern. Zudem können über Lernspiele und -anwendungen Kompetenzen trainiert und gefestigt werden. Enthalten sind neben systemeigenen Anwendungen wie z. B. Pages und Safari die Apps SnapType Pro, ClaroPDF Pro und Book Creator. So wird das Studypad zu einem Komplettsystem für Menschen aller Alters- und Kompetenzstufen.

Mausersatz

Gängige Computermäuse erfordern gute feinmotorische Fähigkeiten, um den Mauszeiger auf die gewünschte Position zu setzen und diesen beim Mausklick nicht zu verschieben. Alternativen können sogenannte Mausersatzgeräte sein, die wie auch die Tastaturen auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten sind.



Joyle: robuster Joystick



Compactmaus: Tastenmaus mit Fingerführung



HeadMouse Nano USB: Computersteuerung durch (gezielte) Kopfbewegungen



Orion: Minitrackball




IntegraMouse Plus: PC-Steuerung über den Mund



Studypad: ein Komplettsystem für Bildung, Lernen und Arbeit

Software

Vielseitige Programme können den Zugang zum Computer erleichtern – oder machen ihn überhaupt erst möglich. Eine Wortvorhersage wie EMU beschleunigt das Verfassen von Texten – unabhängig vom Eingabemedium. Die Schulsoftware Multitext hilft, motorische Schwächen auszugleichen oder den Schulstoff vereinfacht darzustellen.



Multitext:
Leicht erlernbares Schulprogramm zum Schreiben, Rechnen, Zeichnen und Bearbeiten von Aufgabenblättern



EMU:
schlägt Worte oder Wortgruppen vor



Anschlussadapter und Bedienelemente

Mit Hilfe eines Anschlussadapters kann ein Computer mit einem oder mehreren Bedienelementen angesteuert werden. Wir bieten zahlreiche Varianten, die sich in Format, Material und Funktion unterscheiden. Hierbei ist es wichtig, ein Bedienelement auszuwählen, das optimal an die Fähigkeiten der AnwenderInnen angepasst ist. Auch die Kombination mit alternativen Tastaturen und Mäusen erlaubt eine ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene PC-Bedienung.



Hitch 2.0: USB-Adapter für die Computerbedienung mit bis zu fünf Tasten



PikoButton: robuster leichtgängiger Taster



MicroLight: kleiner, sehr leichtgängiger Taster

Kommunikation ist Leben

Wir möchten, dass Menschen sich verstehen. Kindern und Erwachsenen, die ihre Sprache nicht nutzen können, fehlt dafür das wichtigste Werkzeug – ihre Stimme.

So unterschiedlich die Menschen sind, denen wir helfen, so individuell ist unsere Aufgabe: Jede/r Einzelne soll sich mithilfe von Unterstützter Kommunikation ins Leben einmischen, selbst bestimmen und aktiv teilhaben.

Wir sind Lösungsfinder und Möglichmacher.


Ein starkes Team mit mehr als technischem Knowhow:

Engagierte Menschen und moderne Hilfsmittel

– bei REHAVISTA finden Sie beides. Deutschlandweit.

Kommunikation ist Leben – nehmen Sie teil!

Nah für Sie da!



REHAVISTA GmbH

Konsul-Smidt-Straße 8 c
28217 Bremen

Hilfsmittel zur Kommunikation,
PC-Bedienung und Umfeldsteuerung

Sie erreichen uns unter:

Telefon 0421 - 98 96 28-0

Fax 0421 - 98 96 28-40

Technische Hilfe:

Telefon 0421 - 98 96 28-60

oder über das Kontaktformular
auf unserer Internetseite

www.rehavista.de

